



АЛКОТЕКТОР
ЗА ТРЕЗВОСТЬ НА ДОРОГАХ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛКОТЕКТОР»
(ООО «АЛКОТЕКТОР»)

Адрес места нахождения: 191036, Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д. 10 Литер А, пом. 2-Н,
Почт. адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7,
телефон/факс (812) 320-22-97, e-mail: info@alcotector.ru, www.alcotector.ru
ОКПО 82139963; ОГРН 1077847551429; ИНН/КПП 7842365421/784201001

Исх. № 13 от 25.01.2023

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ

[О внесении поправки в Руководство по эксплуатации ЛНБА.941433.001-01РЭ на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П» по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011]

Настоящим уведомляем о внесении поправки в Руководство по эксплуатации ЛНБА.941433.001-01РЭ на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П» по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011 (далее – анализаторы), зарегистрированные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 50041-17 и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13090). Ниже приведен текст поправки.

Поправка № 2 к документу «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П» по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011. Руководство по эксплуатации. ЛНБА.941433.001-01РЭ», 2017 г.

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1.2.7	1.2.7 Время подготовки к работе после включения, с: не более 10.	1.2.7 Время подготовки к работе после включения, с: не более 5.

Генеральный директор



А.С. Сидоров

Исп. Т.Н. Горячкина
Нач.отд. метрологии
(812) 320-22-97, доб. 209