

Общество с ограниченной ответственностью  
«АЛКОТЕКТОР»

Адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н  
Почт. адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д 5-7,  
телефон/факс (812) 320-22-97  
ИНН 7842365421 КПП 784201001

Исх. № 176 от 25.09.2017

**ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ**

**[О внесении изменений в эксплуатационную документацию на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-П», «Юпитер-К»]**

Настоящим уведомляем о внесении изменений в эксплуатационную документацию на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-П», «Юпитер-К» (далее – анализаторы), зарегистрированные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 50041-17 и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13090). Изменения не связаны с изменениями технических, метрологических и иных характеристик анализаторов, порядка использования анализаторов, их технического обслуживания, транспортирования, хранения и утилизации. Ниже приведен текст изменений.

**ИЗМЕНЕНИЕ № 2 к документам: «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-П», «Юпитер-К». Руководство по эксплуатации. ЛНБА.941433.001РЭ», 2017 г. и «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-П», «Юпитер-К». Руководство по эксплуатации. ЛНБА.941433.001-01РЭ», 2017 г.**

Изменение № 2 оформлено на основании извещения об изменении ЛНБА.7.2/2-17 от 22.09.2017.

1 Следующие изменения распространяется на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П», начиная с заводского номера 006207:

**Пункт 1.3.6. Последнее перечисление.** Дополнить словами «и его детали (крышки и прижимной валик)».

**Пункт 1.5.1. Перечисление 2.** Дополнить примечанием:

*«Примечание – Слово АЛКОТЕКТОР зарегистрировано как товарный знак изготовителя.»*

**Пункт 2.17. Таблица 8. Четвертый столбец.** Слова «сервисный центр» дополнить сноской «\*».

**Пункт 2.17. Таблица 8. Четвертый столбец. Седьмая строка.** Исключить слова «для ремонта».

**Пункт 2.17. Таблица 8. Четвертый столбец. Десятая строка.** Дополнить предложением:

*«При наличии поврежденный прижимного валика – замените его».*

**Пункт 2.17. Таблица 8. Четвертый столбец. Двенадцатая строка.** Изложить в следующей редакции:

*«Замените печатающий блок, следуя указаниям 2.16.1.4 и 2.16.2.3 настоящего РЭ (при наличии поврежденный крышки отсека для бумаги – можно заменить только крышку\*)», или отправьте анализатор (или внешний термопринтер) в сервисный центр\*»*

**Пункт 2.17. Таблица 8. Четвертый столбец. Четырнадцатая строка.** Изложить в следующей редакции:

*«Замените печатающий блок, следуя указаниям 2.16.1.4 и 2.16.2.3 настоящего РЭ (при наличии поврежденный прижимного валика или крышки отсека для бумаги\*\* – можно заменить только их), или отправьте анализатор (или внешний термопринтер) в сервисный центр\*»*

**Пункт 2.17. Таблица 8. Дополнить строкой с текстом сносок «\*» и «\*\*»:**

*«\* В гарантийный период на предприятие-изготовитель, в послегарантийный период – на предприятие-изготовитель или в специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии и разрешения*

*\*\* Для замены крышки отсека для бумаги отсоедините печатающий блок от анализатора, поставьте его на твердую поверхность боковой частью; откройте крышку отсека для бумаги, аккуратно надавите вниз по оси крепления крышки и извлеките крышку из пазов, для установки крышки – проведите действия в обратном порядке».*

**Пункт 3. Первый абзац.** После слова «производится» дополнить «пользователем».

**Пункт 3.2. Первый абзац.** Изложить в следующей редакции:

*«Периодическое техническое обслуживание анализатора может выполняться пользователем или в сервисном центре. Периодическое техническое обслуживание анализатора в течение всего периода эксплуатации включает в себя:».*

**Пункт 3.3. Изменить нумерацию подпунктов:**

«3.3.1 Поверка анализатора осуществляется .....»

3.3.2 Интервал между поверками – 1 год.

3.3.3 Основные средства поверки:

– Рабочие .....

3.3.4 Знак поверки наносится ...

3.3.5 Факт проведения поверки рекомендуется ...

3.3.6 По желанию пользователя ...».

**Приложение В. Пункт В.2. Третий абзац.** После слов «по техническому обслуживанию» дополнить «и ремонту».

2 Следующие изменения распространяется на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П», начиная с заводского номера 006820:

**Пункт 1.5.2. Первое перечисление.** Изложить в следующей редакции:

«1) наименование анализатора (с указанием исполнения анализатора при продаже), обозначение технических условий».

Генеральный директор

Исп. Т.Н. Горячкина  
Нач.отд. метрологии  
(812) 320-22-96, доб. 221



А. С. Сидоров