



**АЛКОТЕКТОР**  
ЗА ТРЕЗВОСТЬ НА ДОРОГАХ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛКОТЕКТОР»  
(ООО «АЛКОТЕКТОР»)

Адрес места нахождения: 191036, Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д. 10 Литер А, пом. 2-Н,  
Почт. адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7,  
телефон/факс (812) 320-22-97, e-mail: [info@alcotector.ru](mailto:info@alcotector.ru), [www.alcotector.ru](http://www.alcotector.ru)  
ОКПО 82139963; ОГРН 1077847551429; ИНН/КПП 7842365421/784201001

Исх. № 3 от 17.01.2024

**ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ**

[УВЕДОМЛЕНИЕ  
о внесении изменений в эксплуатационную документацию]

**Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K**  
Изготовитель: **Shenzhen Well Electric Co., Ltd., Китай**

**ИЗМЕНЕНИЕ № 3**

к документу «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K. Руководство по эксплуатации», 2020 г.»

Дата выпуска – 17.01.2024

Дата введения – 15.02.2024

Настоящим уведомляем о внесении изменений в эксплуатационную документацию на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K (далее – анализаторы), зарегистрированные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 63415-16 и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07763). Изменения не связаны с изменениями технических, метрологических и иных характеристик анализаторов, порядка использования анализаторов, их технического обслуживания, транспортирования, хранения и утилизации. Ниже приведен текст изменений.

**СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ к документу**

**«Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K. Руководство по эксплуатации», 2020 г.»**

**1 Следующие изменения распространяются на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K, вновь выпускаемые с даты введения настоящего изменения:**

**Титульный лист.** Исключить знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза: **Euras**.

**Шестая страница. Таблица 1.**

Текст «от +15 до +25 °С» заменить на «от +15 °С до +25 °С».

**Седьмая страница. Таблица 2.**

Значение «-5 °С» заменить на «-5,0 °С».

**Пункт 1.2.9.** Изложить в следующей редакции:

Время подготовки к работе после анализа газовой смеси с массовой концентрацией этанола 0,000 (0,480) мг/л:  
– при температуре окружающего воздуха от -5,0 °С до +15,0 °С включ., с: не более 5 (30);  
– при температуре окружающего воздуха св. +15,0 °С до +50,0 °С включ., с: не более 5 (10).

**Пункт 1.2.22.** Изложить в следующей редакции:

Масса анализатора (без установленного аккумуляторного блока), г, не более: 400.

**Пункт 1.5.1. Перечисление десятое. Исключить слова:**

«единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза: **Euras**».

**Пункт 2.12.5. Примечание.**

Слова «проведения анализатором более 16000 измерений (тестов)» заменить на «заполнения памяти измерений (тестов) анализатора».

**Пункт 2.12.6. Примечание.**

Слова «проведения анализатором более 16000 измерений» заменить на «заполнения памяти измерений (тестов) анализатора».

Генеральный директор

А. С. Сидоров

Исп. Е.А. Богатинова  
Инженер по стандартизации и сертификации  
(812) 320-22-97, доб. 209

